

MyHomeDoctorApp — Guía de Integración del Frontend Refactorizado

Estructura de archivos nuevos

tu-proyecto/	
public/images/	
dra_hilda_avatar.png	Avatar de la Dra. Hilda (NUEVO)
logo.png	Logo de la app (NUEVO)
src/	
types/	
chat.ts	Tipos TypeScript compartidos
hooks/	
useSpeechRecognition.ts	Hook de speech-to-text
components/	
ui/	
Avatar.tsx	Avatar reutilizable
chat/	
index.ts	Barrel exports
ChatInterface.tsx	Componente principal del chat
ChatMessage.tsx	Burbuja de mensaje
ChatInput.tsx	Input con micrófono
ChatHeader.tsx	Cabecera con avatar
TriageBanner.tsx	Banner de advertencia
TypingIndicator.tsx	Indicador de "escribiendo..."
layout/	
index.ts	Barrel exports
Sidebar.tsx	Menú lateral hamburguesa
DashboardLayout.tsx	Layout con sidebar
app/	
globals.css	Estilos adicionales (FUSIONAR)
dashboard/	
teleorientacion/	
page.tsx	Página refactorizada (REEMPLAZAR)
tailwind.config.ts	Colores de marca (FUSIONAR)

Pasos de Integración

1 Copiar imágenes

```
# Copia el avatar y el logo a public/images/
cp dra_hilda_avatar.png public/images/
cp LOGO_1.png public/images/logo.png
```

2 Copiar tipos y hooks

```
# Copia los nuevos archivos
cp -r src/types/          tu-proyecto/src/types/
cp -r src/hooks/         tu-proyecto/src/hooks/
```

3 Copiar componentes

```
# Copia todos los componentes nuevos
cp -r src/components/ui/    tu-proyecto/src/components/ui/
cp -r src/components/chat/  tu-proyecto/src/components/chat/
cp -r src/components/layout/ tu-proyecto/src/components/layout/
```

4 Fusionar tailwind.config.ts

Agrega los colores `brand` y `medical` a tu `theme.extend.colors`:

```
// En tu tailwind.config.ts existente, agrega:
colors: {
  brand: {
    50: '#EFF6FF',
    100: '#DBEAFE',
    200: '#BFDDBF',
    300: '#93C5FD',
    400: '#60A5FA',
    500: '#3B82F6',
    600: '#1E5F8B',
    700: '#1A4F75',
    800: '#153D5E',
    900: '#0F2B47',
    950: '#091A2E',
  },
  medical: {
    green: '#2BAD8E',
    red: '#DC2626',
    amber: '#F59E0B',
  },
},
```

5 Fusionar globals.css

Agrega las clases de scrollbar y la animación `pulse-ring` a tu `globals.css`.

6 Conectar con tu backend

En `page.tsx`, descomenta y ajusta el import de tu server action:

```
// Cambia esto:
// import { sendTeleorientacionMessage } from '@app/actions/teleorientacion';

// Y en handleMessage, reemplaza el placeholder con tu llamada real:
const response = await sendTeleorientacionMessage({
  message: content,
  memberId: currentMember.id,
  sessionId: currentSession.id,
});
```

7 Datos del usuario

Reemplaza los datos hardcodeados en `page.tsx` con datos reales de Firebase Auth:

```
// Obtener datos del usuario autenticado
const { user } = useAuth(); // Tu hook de auth
const memberName = user?.displayName || 'Usuario';
```

8 Sidebar — Datos del usuario

En `Sidebar.tsx`, reemplaza el nombre hardcodeado con datos dinámicos del usuario:

```
// Pasar como prop o usar context
<p>{user.displayName}</p>
<p>{user.email}</p>
```

Funcionalidades incluidas

Feature	Componente	Estado
Chat tipo LLM moderno	<code>ChatInterface</code>	✓
Avatar de Dra. Hilda	<code>DraHildaAvatar</code>	✓
Speech-to-text (micrófono)	<code>ChatInput</code> + <code>useSpeechRecognition</code>	✓
Menú hamburguesa	<code>Sidebar</code>	✓
Indicador de escritura	<code>TypingIndicator</code>	✓
Banner de triage	<code>TriageBanner</code>	✓
Responsive (móvil/desktop)	Todos	✓
Auto-scroll a último mensaje	<code>ChatInterface</code>	✓
Auto-resize del textarea	<code>ChatInput</code>	✓
Envío con Enter (Shift+Enter para nueva línea)	<code>ChatInput</code>	✓
Sidebar visible permanente en desktop	<code>Sidebar</code>	✓
Overlay al abrir menú en móvil	<code>Sidebar</code>	✓
Cerrar menú con Escape	<code>Sidebar</code>	✓
Timestamps en mensajes	<code>ChatMessage</code>	✓
Colores de marca coherentes	<code>tailwind.config.ts</code>	✓

Notas importantes

1. **No se rompe la funcionalidad existente:** Solo se cambia la capa de presentación.
2. **Server Action:** La lógica de `teleorientacion.ts` se mantiene intacta.
3. **TypeScript:** Todos los componentes están tipados correctamente.
4. **Web Speech API:** Funciona en Chrome, Edge y Safari. Firefox tiene soporte limitado.
5. **Idioma del reconocimiento de voz:** Configurado en `es-CO` (español Colombia).